Das Starter-Set bietet die Möglichkeit, die Unterstützungsmittel von Bewegtes «Lagern» und deren Einsatz in der Praxis kennenzulernen. Mit der Tragetasche aus recyceltem PET kann das Set einfach transportiert werden.

Das Set ist so zusammengestellt, dass es

- für die Positionsunterstützung von 1 bis 2 Personen reicht oder
- in Kursen zum Thema Positionsunterstützung eingesetzt werden kann.



Inhalt

1x Rolle 120 x 20cm

1x Valenser Rolle 260 x 11cm

1x Multifunktions-Kissen Midi Hugly 60 x 30cm

2x Multifunktions-Kissen Mini 28 x 15cm

2x Keile 20 x 25cm

1x Tragetasche aus recyceltem PET 55 x 30 x 50 cm

Zu jedem Unterstützungsmittel ist ein Doppel-Jersey-Bezug in der Farbe Königsblau im Set enthalten.

Anwendungsbeispiele der einzelnen Unterstützungsmittel finden Sie unter www.bewegtes-lagern.com

Bezüge

Doppel-Jersey



Die Bezüge sind aus 100% langstapliger Baumwolle (205 gr/ m²) mit Bändel- oder Reissverschluss. Die

Standardfarbe ist Königsblau. Weitere Farben auf Anfrage

Pflegehinweis

Rollen und Kissen









Doppel-Jersey-Bezüge









Inkontinenz-Bezüge







Abwischbar mit üblichen Desinfizienzien

Ausführliche Hinweise zur Pflege und allgemeiner Handhabung finden Sie unter:

www.bewegtes-lagern.com/uebersicht