



Das Multifunktions-Kissen (MFK) Maxi 050 ist mit seiner EU-Grösse 50 x 70 cm ideal als Kopfkissen. Die besonderen Eigenschaften im Gebrauch sind durch die Füllung aus Schaumstoffstäbchen und EPP-Polsterperlen und durch die eingenähte Fahne in der Hülle gegeben:

- **Formstabilität:** Die eingenähte Fahne in Wellenform verhindert ein Ballonieren des Kissens und hält die Füllung gleichmässig verteilt.
- **Komfort:** Die Hülle aus gefüttertem Steppgewebe verhilft zu einem angenehmen Klima.
- **Festigkeit:** Der Kopf liegt stabil, der Hals knickt nicht ein, Verteilung des Auflagedruckes: komfortables, verlässliches Liegegefühl.

## Anwendungsbeispiele mit dem MFK Maxi 050

Das Multifunktions-Kissen Maxi kann bei Bedarf auch als Stützkissen für Arme, Beine und deren Gelenke und viele andere Anwendungen eingesetzt werden.

Das Kissen ist oben ohne Bezug abgebildet. Das gleiche Kissen sehen Sie unten mit Bezug. Der Standardbezug besteht aus dem weichen und elastischen Doppel-Jersey, wie bei den übrigen Kissen in den Standardfarbe Königsblau, hier jedoch mit Reissverschluss.



## Bezüge

### Doppel-Jersey

Diese Bezüge sind aus 100% langstapiger Baumwolle (205 gr/m<sup>2</sup>) und sind Koch- und Chlorecht. Die Standardfarbe ist Königsblau. Weitere Farben auf Anfrage.

### Inkontinenz

Der Inkontinenz-Bezug besteht aus einem PU-beschichtetem Gewebe und ist MRSA-dicht. Er ist in der Farbe Königsblau verfügbar.

## Pflegehinweis

### Rollen und Kissen



### Doppel-Jersey-Bezüge



### Inkontinenz-Bezüge



Abwischbar mit üblichen Desinfizienzien

Ausführliche Hinweise zur Pflege und allgemeiner Handhabung finden Sie unter:

[www.bewegtes-lagern.com/uebersicht](http://www.bewegtes-lagern.com/uebersicht)