



Das Multifunktions-Kissen (MFK) Midi 035 ist mit seiner Grösse von 35 x 50 cm (früher 35 x 45 cm) sehr handlich. Es eignet sich zunächst gut als Kopfkissen, ist aber auch anderweitig zur Positionsuntersützung verwendbar.

Die besonderen Eigenschaften im Gebrauch sind durch die Füllung aus Schaumstoffstäbchen und EPP-Polsterperlen gegeben:

- **Formbarkeit:** So kann z.B. die Ohrmuschel oder der Hinterkopf durch Formung eines Grübchens entlastet werden.
- **Festigkeit:** Der Kopf liegt stabil, der Hals knickt nicht ein, Verteilung des Auflagedruckes, komfortables, verlässliches Liegegefühl.

Anwendungsbeispiele mit dem MFK Midi 035

Dieses Kissen ist sehr vielseitig einsetzbar. Zunächst als Kopfkissen, dann aber auch zur Entlastung von Arm, Bein, Steissbein und den zugehörigen Gelenken. Es ist auch geeignet als Armunterlage bei der Blutentnahme.



Bezüge

Doppel-Jersey

Diese Bezüge sind aus 100% langstapiger Baumwolle (205 gr/m²) und sind Koch- und Chlorecht. Die Standardfarbe ist Königsblau. Weitere Farben auf Anfrage.

Inkontinenz

Der Inkontinenz-Bezug besteht aus einem PU-beschichtetem Gewebe und ist MRSA-dicht. Er ist in der Farbe Königsblau verfügbar.

Pflegehinweis

Rollen und Kissen



Doppel-Jersey-Bezüge



Inkontinenz-Bezüge



Abwischbar mit üblichen Desinfizienzien

Ausführliche Hinweise zur Pflege und allgemeiner Handhabung finden Sie unter:

www.bewegtes-lagern.com/uebersicht