

Das Basis-Set ist geeignet, die Positionsunterstützung mit unseren Unterstützungsmitteln im praktischen Einsatz kennen zu lernen. Es ist so zusammengestellt, dass es als Grundausrüstung auf einer Pflegestation eingesetzt werden kann. Es reicht in der Regel für die Positionsunterstützung von 2 bis 3 Patienten.



## Inhalt

- 1x Rolle 220 x 20cm
- 1x Rolle 120 x 20cm
- 1x Valenser Rolle 260 x 11cm
- 6x Multifunktions-Kissen Mini 28 x 15cm
- 1x Multifunktions-Kissen Midi 35 x 50cm
- 2x Keile 20 x 25cm

mit je einem passenden Doppel-Jersey-Bezug in Königsblau.

Anwendungsbeispiele der einzelnen Unterstützungsmittel finden Sie in den jeweiligen Produkteinformationen unter [www.bewegtes-lagern.com](http://www.bewegtes-lagern.com)

## Bezüge

### Doppel-Jersey



Die Bezüge sind aus 100% langstapiger Baumwolle (205 gr/m<sup>2</sup>) mit Bündel- oder Reissverschluss. Die

Standardfarbe ist Königsblau. Weitere Farben auf Anfrage

## Pflegehinweis

### Rollen und Kissen



### Doppel-Jersey-Bezüge



### Inkontinenz-Bezüge



Abwischbar mit üblichen Desinfizienzien

Ausführliche Hinweise zur Pflege und allgemeiner Handhabung finden Sie unter:

[www.bewegtes-lagern.com/uebersicht](http://www.bewegtes-lagern.com/uebersicht)